

Otra solución  
para la artropatía  
del manguito  
Un vástago. Más opciones.



**equinox**<sup>®</sup>  
SISTEMA DE HOMBRO

Cabeza CTA

## ANATÓMICO. REDEFINIDO

La cabeza CTA Equinox permite utilizar el sistema de vástago de plataforma versátil en todos los estadios del estándar de salud.

### CARACTERÍSTICAS

- Superficie articular extendida para articular con el acromion en pacientes con manguito deficiente.
- Vástago versátil que permite una fácil conversión a y desde prótesis invertida.
- Seis diámetros en dos alturas que proporcionan flexibilidad intraoperatoria.
- Geometría AP conservadora con los tejidos blandos.
- Placa de replicación con offset permite una mayor lateralización de la cabeza humeral.



### TÉCNICA QUIRÚRGICA RESUMIDA



1

Prepare el húmero e inserte el vástago



2

Coloque la placa de replicación y el tornillo de torsión



3

Resección de la tuberosidad utilizando la guía de corte de la cabeza CTA sobre la placa de replicación



4

Prueba de la cabeza CTA para determinar el diámetro y altura apropiados